

全耳置换手术是利用延伸耳区薄而增大的皮肤重建良好耳廓的方法，是利用自体肋软骨，根据健康耳朵的形状将软骨支撑体雕刻成小块的手术。耳廓支架后面，重建的耳廓软骨覆盖在耳朵上，使耳廓开口形状清晰、逼真，立体感强烈的耳廓形状。

耳朵再造是一项非常复杂的手术，涉及多种方法，每种方法都有其优点和缺点。由于耳朵是由皮肤和软骨支架组成的，因此耳朵重建必须首先考虑这两个因素。目前，一般认为自体肋软骨是理想的耳支架，首选耳后乳突区的无毛皮肤。

全耳再造手术的过程如下：

自体肋软骨移植与皮肤扩张方法相结合进行耳廓再造可以取得良好的效果。具体手术方法为：第一步：沿耳后乳突植入皮肤扩张器；第二步：取出皮肤扩张器，形成扩张的皮瓣和皮下组织筋膜瓣，并将该皮瓣切开。将肋软骨耳支架植入两个皮瓣之间，并与下方剩余的耳垂相连。这将创建一个与正常耳廓形状基本相同的重建耳朵。

全耳再造手术的术前准备：

1. 有病史，评估整体身体状况。
2. 耳部检查。
3. 有或无出血倾向的药物应用。
4. 确定有效的耳部手术方法和设计。
5. 拍照并根据情况制定各种手术方案。
6. 术前一周停止饮酒和吸烟。
7. 女朋友应该避开月经。