

医院介绍

上海拜博口腔是拜尔口腔的升级品牌是全国连锁的口腔专科，拥有专业的高水平的治疗团队和先进的治

疗的设备在诊

疗的牙科项目方面

优势突出，治疗水平和效果好。在几

十年的发展历史当中始终贯彻“4S”

诊疗理念，注重医生的技术水平保证医生技术水平不断的提升和完善在硬件设施和软件设施的投入比例大。在口腔治疗技术方面追求精益求精，对于顾客的每一个细节都能做好努力为追求健康口腔的顾客做好服务，在特定的节假日还会为顾客人群做出优惠方案，在收费标准方面公开透明合理收费。

医生团队

沈刚医生擅长牙齿种植工作经验丰富，在治疗牙齿矫正方面有着非常深刻的治疗，理念和广泛的见解，牙齿矫正好的成功案例非常的多，深受广大顾客的青睐和喜欢，对于现代技术和基础理论知识，掌握的非常的全面。

整形案例

案例一：上海拜博(拜尔)

口腔医院牙齿种植案例分享：远近闻名的上海拜博(拜尔)

口腔医院让人非常的心动，然后我就带孩子去这里做了牙齿种植，专门针对儿童他们 also 有一套完善的治疗系统，孩子在牙齿种植过程之中没有疼痛感就非常的好，治疗的时长非常的短复诊次数也很少，非常的完美。

案例二：上海拜博(拜尔)

口腔医院牙齿

矫正案例分享：男朋友的牙

齿长得很丑，然后我就让他去了附近的上海拜博(拜尔)

口腔医院做了牙齿矫正。牙齿矫正的效果真的很不错，男朋友弄的是那个隐形矫正，在日常生活中没有什么不自然的状况食用一些东西也都非常的舒适，没有异常的感觉，与口腔的磨合也都很好，现在牙齿大部分都已经变得很整齐了，在等少量的时间就应该完全整齐了，很感谢。

案例三：上海拜博(拜尔)

口腔医院牙周病治疗案例分享：牙周病真的太烦人了，出差在外马上就要开会了被牙周病折磨的很烦，然后晚上就立马去了上海拜博(拜尔)

口腔医院去做了牙周病的治疗，短短一晚的时间就已经缓解了牙周病的疼痛，后续配合的时候牙周病已经得到了很好的解决，现在牙周病基本已经得到了解决，效果真的很好。

整形知识

德国莱卡LED口腔显微镜

这是一种全球最新的口腔显微镜，在冷光源聚焦下可以让整个视野更加的清楚，大大提高手术的精准度，而且软组织损伤更小，手术恢复的更好更快。

医院点评

- 1.现在技术非常好，医疗设备都很完善，在等待的时候业务休息的场所很舒适，内部环境非常的整洁，干净很喜欢。
- 2.内部是有分区的成人和儿童都是分开的，非常的仔细，在这里做牙齿，待遇非常的不错，有一种高大上的感觉。
- 3.在网上进行的预约去的时候非常的和善，头一天都有电话提醒服务很到位，内部装修非常的豪华，而且内部的格局非常大，很满意

整形问答

1.问：在这里做的烤瓷牙效果好吗？

答：烤瓷牙的材质好，效果非常不错，使用年限长，再使用后的很长时间内体验感都非常的好。

2.问：这里的诊疗设备都很优秀吗？

答：诊疗设备紧跟时代发展水平器械都很完善，在设备体验感方面也非常的优越。

3.问：医生的理论知识和专业水准好吗？

答：医生都是高学历，毕业于专业的口腔医学专业水平很好。

项目科普介绍

1.牙齿种植采用的有即刻全口牙种植3D

微创种植牙技术和水激光辅助微创无菌种植牙技术，引进的有很多国外经典的种植体系。

2.

牙齿矫正采用传统的金属托槽矫正技术结合现代的隐适美隐形矫正技术进行牙齿矫正，在矫正效果上有着明显的优势。

3.补牙诊疗项目选用的材质是三M

纳米树脂材质，对于牙齿内部的填充有着良好的作用，而且有利于辅助牙齿的使用和咀嚼。

乘车路线

上海站到上海拜博(拜尔)口腔医院最短时间路线

1、地铁1号线 地铁13号线约25分钟 5.7公里 换乘1次 步行470米

上海站130米向东步行 到 上海火车站 2口 进站1站乘 地铁1号线 (莘庄方向) 到 汉中路180米向东步行到 汉中路5站乘 地铁13号线 (张江路方向) 到 马当路 4口出站160米向西南步行 到 拜博口腔·博尔门诊部拜博口腔·博尔门诊部

2、地铁1号线 地铁8号线 地铁9号线约30分钟 6.6公里 换乘2次步行390米

上海站130米向东步行 到 上海火车站 2口 进站3站乘 地铁1号线 (莘庄方向) 到 人民广场3站乘地铁8号线 (沈杜公路方向) 到 陆家浜路1站乘 地铁9号线 (松江南站方向) 到 马当路 4口出站260米向西步行 到 拜博口腔·博尔门诊部拜博口腔·博尔门诊部

3、地铁13号线

约30分钟 5.8公里 无换乘 步行1.3公里

上海站1.2公里向东南步行 到 汉中路 1口 进站5站乘 地铁13号线 (张江路方向) 到 马当路 4口出站160米向西南步行 到 拜博口腔·博尔门诊部拜博口腔·博尔门诊部